

MADE IN GERMANY
QUALITÄT AUS
DEM SCHWARZWALD

DEMED
MEDICAL CARTS



**MEDICAL CARTS
FÜR IHRE PRAXIS**

MEDICAL CARTS PREMIUM

Individuell konfigurierbare Gerätewagen in bester Qualität für ergonomisches arbeiten in Ihrer Praxis. Alle Carts sind abriebfest und beständig gegen Chemikalien durch Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung und stehen auf stabilen Leichtlaufrollen mit Feststeller.



E-SERIE

Jede Menge Platz für Zubehör, Geräte und Instrumente. Mit nur 42 cm Breite nimmt diese Serie nur wenig Platz ein.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

P-SERIE

Praktische Kombination aus Schubladen und Gerätefächern. In zwei Breiten und zwei Höhen erhältlich.

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 900 mm

B x T x H: 420 mm x 500 mm x 800 mm



Halter-Set für Endodontie.



Halter-Set für Implantologie.



Infusionshalter einzeln



Flexibler Gelenkarm mit kleiner Normschiene.

VORMONTIERT UND SOFORT EINSATZBEREIT!*
AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST
LEASING AUF ANFRAGE MÖGLICH



PX-SERIE

Der kompakte Stand-alone-cart:
 Das superschmale Modell PX eignet sich ideal für die Unterbringung eines einzelnen Geräts.
 B x T x H: 400 mm x 400 mm x 800 mm



S-SERIE

Organisierter Stauraum – wählbar in zwei Breiten, drei Korpus- und fünf Schubladenhöhen. Auf Wunsch mit Staubschutzlippen nach RKI-Richtlinien und optionalem Zubehör.
 B x T x H: 50 cm x 50 cm x 90 cm B x T x H: 42 cm x 50 cm x 90 cm
 B x T x H: 50 cm x 50 cm x 80 cm B x T x H: 42 cm x 50 cm x 80 cm



Ihr Cart in Ihrer Lieblingsfarbe (RAL Classic).



Edelstahltray zur Erweiterung der Arbeitsfläche. Einfaches Einhängen an der Normschiene.



Ihr Logo auf der Glastür, mittels Foliendruck.



Dispenser-Halterung Passend für bis zu drei Dispensing Guns, als Tischvariante.



Zusatztray zum Einhängen an der Normschiene.



INSTRUMENTENTISCH

Eine perfekte Ergänzung bietet der fahrbare Instrumententisch. Mit seiner höhenverstellbaren Lift-Funktion und der optionalen Normschiene zum Anbringen von weiterem Zubehör, ist er die ideale Assistenz.

B x T x H: 65 cm x 45 cm x 78–120 cm

BRÜCKENTISCH

Kabelloser, elektrisch verstellbarer OP-Tisch. Sorgt für eine sanfte und ruckelfreie Höhenanpassung und kann für verschiedene medizinische Anwendungen eingesetzt werden.

B x T x H: 100 cm x 60 cm x 66–125 cm

Winkelstückhalter aus Edelstahl.



Halter für Fußanlasser, Bodenplatte aus Edelstahl mit Fußbügel, in verschiedenen Größen erhältlich.



Zusätzlicher Fachauszug hoch oder als Tablar. Verschiedene Größen und Farben.



Schubladeneinsatz mit Fächern oder für Instrumente.



Kombi: Becherhalter + Abfallbehälter aus Edelstahl.

MEDICAL CARTS BASIC

Hochwertige medizinische Vielzweckwagen, ideal als Beistelltisch oder als Geräteablage in Ihrer Praxis. Alle Carts sind abriebfest und beständig gegen Chemikalien durch Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung und stehen auf stabilen Leichtlaufrollen mit Feststeller.



DL24 PRAXISCART

Für den Einsatz als Gerätewagen, Beistelltisch oder Ablage in Ihrer Praxis.
 B x T x H: 400 mm x 450 mm x 730 mm
 B x T x H: 600 mm x 450 mm x 730 mm



CX UNIVERSALCART

Der CX bietet Platz für bis zu 2 Geräte und eignet sich daher als vielseitiger Gerätewagen.
 B x T x H: 400 mm x 380 mm x 850 mm



S24 UNIVERSALCART

Ideal als Scanner-Cart, Endo-Cart oder Prophylaxe-Cart. Belastbar bis 10 kg.
 B x T x H: 570 mm x 430 mm x 850 mm



Unsere Basic Carts werden als vormontierte Elemente im Karton geliefert. Der Zusammenbau geht einfach und schnell.

MADE IN GERMANY
QUALITÄT AUS
DEM SCHWARZWALD

DEMED
MEDICAL CARTS

BERATUNG UND BESTELLUNG

www.demedmedicalcarts.com
bestellung@demedmedicalcarts.com
info@demedmedicalcarts.com
Tel. +49 7081 954550

ADLER DEMED
MEDICAL CARTS

DEMED
Dental Medizintechnik e.K.
Gräfenau 56
D-75339 Höfen an der Enz



[demedmedicalcarts](https://www.demedmedicalcarts.com)

Folgen Sie uns

Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website demedmedicalcarts.com. Hinweise: Abgebildete Geräte und Instrumente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Maße, Modellvarianten und Preise finden Sie in unserer separaten Preisliste.