



Standardfarbe
Schwarz RAL 9005

S24 UNIVERSALCART

IDEAL ALS

- SCANNER-CART
- ENDO-CART
- PROPHYLAXE-CART



IHRE FARBE
+ IHR LOGO
= IHR CART

EINFÜHRUNGSPREIS - NUR GÜLTIG BIS 31.01.2025

STATT ~~590,-~~ AB **549***, - EURO

Bestellungen unter: bestellung@demedmedicalcarts.com
DEMED Dental Medizintechnik e.K., Gräfenau 56, D-75339 Höfen,
Tel. +49 (0)7081 954550

**SCHLICHTES DESIGN
& DURCHDACHTE DETAILS**



**Lenkrollen mit Feststeller
auch mit anderen
Laufbelägen erhältlich**



**Integrierte
Kabeldurchführung**



**3-fach Steckdose mit 3 m Zuleitung,
platzsparend im Rahmen integriert**

OPTIONAL ERHÄLTICH



**Normschiene
beidseitig montierbar**



**Halter für Monitor, Netzteil
oder Powerbank nachrüstbar**

**JETZT VORBESTELLEN UND EINFÜHRUNGSPREIS
SICHERN! NUR GÜLTIG BIS 31.01.2025**

STATT ~~590,-~~ AB 549*, - EURO

**Preis ab 1.02.2025: 590,- pro Cart | Staffelpreise (ab 6 Carts) auf Anfrage
Standardfarben: Weiß RAL 9016 und Schwarz RAL 9005 | Preise für Normschiene,
Sonderfarben (RAL Classic), Halterungen und Kundenlogo auf Anfrage**

Maße:
B x T x H: 570 mm x 430 mm x 850 mm

Maße der Anlieferung pro Karton:
B x T x H: 800 mm x 480 mm x 250 mm



[DemedMedical.Carts](https://www.demedmedicalcarts.com)

[demedmedicalcarts.com](https://www.demedmedicalcarts.com)

Bestellungen unter: bestellung@demedmedicalcarts.com

DEMED Dental Medizintechnik e.K., Gräfenau 56, D-75339 Höfen, Tel. +49 (0)7081 954550

Alle Preise in Euro zzgl. Umsatzsteuer und Versandkosten. Anlieferung im Karton. Der Cart wird unmontiert geliefert. Sonderfarben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Website [demedmedicalcarts.com](https://www.demedmedicalcarts.com). Abgebildete Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. *Einführungspreis gültig bis 31.01.2025



Standardfarbe
Weiß RAL 9016